

GP - Teil 1		Einstellen Modelle in KBS/Anfertigen Interimsprothese			
Prüfungs-Nr.:		Prüfer.:			
Stand: 21.05.24	Pkt.	Datum:		Max.	Ist
<b>1. Einstellen des Kieferbewegungssimulators</b>	<b>6</b>				
Gelenkbahnneigung	2	Richtige Einstellung der Werte, Gelenkbahne 30°-35°		2	
Bennetwinkel	2	Bennetwinkel 15°		2	
Inzisalstift	2	Inzisalstift auf Nullposition		2	
<b>2. Zwei Halte- und Stützelemente</b>	<b>16</b>				
Äquator ermittelt, fixiert	4	Äquator ermittelt und fixiert		4	
Verlauf zum Äquator, knickfrei	4	Knickfrei, ausreichende Länge der Klammerarme		4	
Passung und Haltefunktion	4	Schlüssige Passung an den Zähnen, Klammern haben Friktion		4	
Parodontienfreiheit und Politur	4	1 mm Abstand zur Gingiva, keine Beschädigungen, Klammern sind gummiert und poliert, Klammerenden abgerundet		4	
<b>3. Zahnaufstellung</b>	<b>17</b>				
Vertikale/Sagittale Stufe	4	Vertikale Stufe ca. 2 mm, Sagittale Stufe ca. 2 mm		4	
Frontzahnbogen	2	Schlüssiger Übergang an den Randleisten, harmonisch		2	
Zahnachsneigung	4	richtige Zahnachsneigung, Orientierung Restzahnbestand		4	
Okklusion Seitenzähne/Kontaktpunkte	4	mindestens 1 Kontakt, an Verzahnung der Nachbarzähne anpassen		4	
Approximale Kontakte	3	je 1 Punkt für beide Frontzähne und 1 Punkt für den Seitenzahn, optische Kontrolle ist ausreichend		3	
<b>4. Gestaltung Prothesenkörper</b>	<b>19</b>				
Ausdehnung Basis	3	Angemessene Ausdehnung, Orient. Restzahngebiss		3	
Ausdehnung ,Gestaltung Sättel/Ränder	6	Angemessene Ausdehnung, Ränder abgerundet, nicht scharfkantig		6	
Passung der Basis	6	Schlüssige Passung ohne Spalt, schlüssige Kragenpassung		6	
Stärke der Basis	4	Angemessene Materialstärke für Stabilität		4	
<b>5. Ästhetik und Gesamteindruck</b>	<b>26</b>				
Sauberkeit der Prothese	4	Keine Politurreste		4	
Sauberkeit der Modelle und KBS	4	Keine Verschmutzungen an den Modellen, wie KBS		4	
Zahnhäse Modelliert, länge	8	Gleichmäßige Zahnhäse, angepasst an die vorhandenen Zähne. Sauberer Übergang Prothesenkunststoff / Zähne		8	
Zustand Modell	4	Modell unbeschädigt		4	
Ausarbeitung und Politur	6	Keine Schleifspuren, Politur Hochglanz. Basal Prothesenbasis Matt, ohne Verunreinigungen		6	
<b>6. Kunststoffverarbeitung</b>	<b>6</b>				
Kunststoffverarbeitung	6	Kunststoff blasenfrei, keine Porösität, frei von Einschlüssen		6	
<b>7. Protokollierung und Planung</b>	<b>10</b>				
Planung und Bewertung	10	Übertragung der vom Prüfer ermittelten Punkte aus dem Protokoll		10	
<b>Gesamt-Punkte:</b>	<b>100</b>			100	0