
Bewertung		
Bewertungskriterien:	ja	nein
Der Kronenrand endet genau an der Präparationsgrenze	☐	☐
Der Kronenrand liegt spaltfrei am Stumpf an	☐	☐
Höcker sind nicht zu steil	☐	☐
Höcker sind nicht zu flach	☐	☐
Die Krone hat anatomisch korrekte Randleisten	☐	☐
Die approximalen Kontaktpunkte sind punktförmig und mit Okklusionsfolie spürbar	☐	☐
Die Krone diskludiert bei allen Unterkieferbewegungen	☐	☐

Wenn NEIN angekreuzt: Welche Korrekturen / Verbesserungen sind notwendig?
• • • • • • •

Erläuterungen

- **Planen** Sie Ihre Modellation vor der Prüfung in Stichworten sorgfältig
- **Planen** Sie ungefähre Zeiten für die einzelnen Arbeitsschritte.
- **Protokollieren** Sie durch Ankreuzen bzw. Abhaken.
- **Protokollieren** Sie Abweichungen von Ihrer Planung in Stichworten.
- **Bewerten** Sie Ihre Modellation anhand der aufgelisteten Kriterien.
- **Bewerten** Sie, ob die Modellation wie erstellt gegossen werden kann, oder ob Korrekturen notwendig wären.