

Dokumentation zur Herstellung Totaler Prothesen für OK und UK (TIF)

[illegible]

Bewertung		
Bewertungskriterien:	ja	nein
Ausrichtung der Modelle mit Bissnahme an der Okklusionsebene.	☐	☐
Alle Aufstelllinien müssen nach der Abgabe der Arbeit erkennbar sein	☐	☐
Die OK-Frontzähne sind nach ästhetischen Kriterien (harmonischer Zahnbogen-Verlauf) aufgestellt.	☐	☐
Die zentralen Fissuren der Zähne 5-7 verlaufen entlang der definitiven Aufstelllinie.	☐	☐
Die 6er stehen im Bereich der ermittelten 6er-Position.	☐	☐
Die Seitenzähne stehen nach Bohrerprobe und Drahtprobe symmetrisch.	☐	☐
Die 6er greifen mit den mesiopalatinalen Höckern in die zentralen Gruben der unteren 6er.	☐	☐

Wenn NEIN angekreuzt: Welche Korrekturen / Verbesserungen sind notwendig?

-
-
-
-
-
-
-

Erläuterungen

- **Planen** Sie Ihre Totalen Prothesen vor der Prüfung in Stichworten sorgfältig
- **Planen** Sie ungefähre Zeiten für die einzelnen Arbeitsschritte.
- **Protokollieren** Sie durch Ankreuzen bzw. Abhaken.
- **Protokollieren** Sie Abweichungen von Ihrer Planung in Stichworten.
- **Bewerten** Sie Ihre Totale Prothese anhand der aufgelisteten Kriterien.
- **Bewerten** Sie, ob die Totale Prothese wie hergestellt anprobiert werden kann, oder ob Korrekturen notwendig wären.